

Cateterismo intermittente

Vi è un'ampia varietà di cateteri intermittenti disponibili.

La comprensione delle loro diverse caratteristiche sarà di aiuto a scegliere il catetere giusto per te.

A differenza di quanto avviene con un catetere permanente, che rimane nella vescica per prolungati periodi di tempo, il cateterismo intermittente comporta l'inserimento e rimozione di un catetere diverse volte al giorno per svuotare la vescica. Le persone che praticano il cateterismo intermittente come metodo di svuotamento della vescica devono attenersi alla frequenza di cateterizzazione raccomandata dal medico.

Il cateterismo intermittente è facile da imparare, ed è un modo comune in cui le persone con vescica neurologica possono gestire il loro problema. I cateteri possono essere portati discretamente in una borsa o in uno zaino, e la procedura può essere eseguita piuttosto rapidamente. Per imparare la procedura, si deve imparare dove deve essere inserito il catetere e come usare il prodotto. Si deve anche essere in grado di raggiungere la propria uretra e manipolare il catetere. Si può drenare l'urina attraverso il catetere nella toilette o in una sacca di raccolta urina.

Le persone di tutte le età possono imparare come autocateterizzarsi. Anche un badante o un membro della famiglia possono eseguire la manovra intermittente se non si è in grado di provvedervi da soli. Il tuo operatore sanitario ti aiuterà a trovare la soluzione migliore per te.



Scelta del catetere intermittente

Dimensioni e forma

I cateteri sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e tipologie.

I cateteri sono dimensionati sulla scala francese, (abbreviata CH), che è una misura di diametro.

Le misure più comuni usate da adulti sono 12 CH e 14 CH, e in generale è meglio utilizzare la misura più piccola possibile. Il tuo operatore sanitario ti prescriverà la misura adatta a te.

Dato che il catetere viene inserito nell'uretra finché la punta del catetere entra in vescica e l'urina inizia a defluire, l'esatta distanza è diversa per ogni persona. In generale, gli uomini usano cateteri di 40 cm, mentre donne e bambini usano catetri di 15 o 20 cm.

I bambini possono usare lunghezze comprese tra 20 e 40 cm, a seconda del bambino.



Onli

Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso



Auto cateterismo no-touch

- Progettato per assicurare maggior controllo e inserimento facile

Nessuna macchia

- Su comuni tessuti per indumenti come jeans, lino e poliestere¹

Pronto all'uso con fuoriuscite ridotte²

- Grazie alla tecnologia Vaprofilica, il catetere è completamente preidratato e non necessita l'aggiunta d'acqua
- Il vapore acqueo sterile contenuto nella confezione attiva il rivestimento del catetere garantendone la lubrificazione
- All'apertura della confezione il catetere è pronto all'uso senza liquidi in eccesso

Sistema di apertura facilitata

- Confezione facile da aprire, anche per le persone con ridotta manualità

Bibliografia

1. Dati su file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing for Onli and competitor products. Hollister. 2015.
2. Dati su file. Loose water in Onli and competitor products packaging study. Hollister. 2015

