



Ableitende Kontinenzversorgung

InView™ Kondom-Urinale, Urinbeinbeutel und Zubehör

Kondom-Urinale

InView™

Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon



Die InView™ Messschablone von Hollister zur Bestimmung Ihrer Kondom-Urinal-Grösse

	Grösse	Schaftlänge	Artikel-nr.	Farb-codierung	Pharma-code	Packungs-inhalt
InView Standard™ 	25 mm	81 mm	97225	●	7381815	30
	29 mm	81 mm	97229	●	2465571	30
	32 mm	81 mm	97232	●	2465588	30
	36 mm	81 mm	97236	●	7381821	30
	41 mm	81 mm	97241	●	2465602	30
InView Extra™ 	25 mm	81 mm	97325	●	7381838	30
	29 mm	81 mm	97329	●	2465625	30
	32 mm	81 mm	97332	●	7381784	30
	36 mm	81 mm	97336	●	7381844	30
	41 mm	81 mm	97341	●	7381850	30
InView Special™ 	25 mm	42 mm	97125	●	2465507	30
	29 mm	42 mm	97129	●	7381790	30
	32 mm	42 mm	97132	●	7381809	30
	36 mm	42 mm	97136	●	7073634	30
	41 mm	42 mm	97141	●	2465559	30

Haupteigenschaften

Drei unterschiedliche Ausführungen

- InView™ Standard – einfach in der Anwendung, sicher und komfortabel
- InView™ Extra – die extra-breite Klebefläche sorgt für besondere Haftfähigkeit und einen sicheren Sitz. Besonders geeignet für aktive Männer
- InView™ Special – sein kurzer Kondomkörper und die bereits an der Kondom-Urinal-Spitze beginnende Klebefläche ermöglichen einen guten Sitz für Anwender mit verkürztem oder retrahiertem Penis. Für ganz spezielle Anforderungen an ein Kondom-Urinal

Latexfreies Silikon-Material

- Flexibles und atmungsaktives Material für angenehmen Tragekomfort
- Für Pflegekräfte und Anwender mit bekannter Latexüberempfindlichkeit

Hautfreundliche, selbsthaftende Klebefläche

- Für den sicheren Halt auf der Haut
- Einfach in der Anwendung

Transparentes Material

- Bietet eine diskrete Lösung für den Anwender
- Erlaubt die regelmässige Betrachtung der Haut ohne Entfernung des Kondom-Urinals

Bei Interesse an silikonfreien Kondom-Urinalen aufgrund möglicher Unverträglichkeiten bei Anwendern kontaktieren Sie uns gerne.

Urinauffangbeutel (Nacht- / Sekret- / Bettbeutel)

- 120 cm (Nachtbeutel und Sekretbeutel), 90 cm (Urinbettbeutel) langer Ableitungsschlauch für Bewegungsfreiheit
- Ca. 2.000 ml Beutelvolumen
- Die Rücklaufsperr verhindert das Zurückfließen des Urins und hilft, Harnwegsinfektionen zu vermeiden
- Ausführung mit Ablasshahn (Nacht- und Bettbeutel) und ohne Auslass (Sekretbeutel)
- Anwenderfreundlicher Ablasshahn und integrierte Urinentnahmestelle beim Nacht- und Bettbeutel



	Artikelbezeichnung	Schlauchl./Beutevol. ca.	Artikelnr.	Pharmacode	Packungsinhalt
Nachtbeutel, steril mit Ablasshahn 	MiGeL: 15.15.04.00.1	120 cm/2.000 ml	9650	2093307	10 Stück
Sekretbeutel, unsteril ohne Auslass 	MiGeL: 15.15.01.00.1	120 cm/2.000 ml	9651	2577258	10 Stück
Urinbettbeutel, unsteril mit Auslass 	MiGeL: 15.15.03.00.1	90 cm/2.000 ml	9430-30	5332936	30 Stück

Urinbeinbeutel steril/unsteril

Die sterilen und die unsterilen Urinbeinbeutel von Hollister bieten hohe Flexibilität, um die Bedürfnisse der Anwender zu erfüllen. Beide Systeme gewährleisten hohe Diskretion und angenehmen Tragekomfort.

Produkteigenschaften

- Erhältlich mit ca. 500 ml und ca. 800 ml Beutelvolumen
- Schlauchlänge:
 - unsteriler Beinbeutel: 50 cm (individuell kürzbar)
 - steriler Beinbeutel: 10 cm und 50 cm (individuell kürzbar)
- Vliesbeschichtung auf der Beutelnrückseite sorgt für angenehmen Tragekomfort
- Die Rücklaufsperre verhindert das Zurückfließen von Urin und hilft, Harnwegsinfektionen zu vermeiden
- Einfach zu bedienender Ablasshahn mit Kipphebelverschluss und Verbindungsmöglichkeit für den Nachtbeutel



Der Konus des Adapters sorgt für eine einfache Konnektion und somit für ein sicheres Gefühl.



Der Ablasshahn erleichtert das Entleeren und erschwert ein ungewolltes Öffnen während des Tragens. Einfach bedienbar.



	Artikelbezeichnung	Schlauchl./Beutevol. ca.	Artikelnr.	Pharmacode	Packungsinhalt
Beinbeutel, unsteril 	MiGeL: 15.14.06.00.1	50 cm/500 ml	9652	3403879	10 Stück
		50 cm/800 ml	9653	3403885	10 Stück
Beinbeutel, steril 	MiGeL: 15.14.04.00.1	10 cm/500 ml	9621	2303696	10 Stück
		10 cm/800 ml	9631	2303704	10 Stück
		50 cm/500 ml	9624	2093253	10 Stück
		50 cm/800 ml	9632	2093299	10 Stück

Beinbeutel-Zubehör

Beingürtel

- Individuell kürzbar
- Rutschfester Silikonstreifen
- Für Ober- und Unterschenkelversorgung

Beingürtel Deluxe

- Vier unterschiedliche Längen
- Breit und komfortabel
- Saugt Feuchtigkeit auf
- Einfach in der Anwendung

Beinlinge / Ober- und Unterschenkelstulpe

Die Ober- bzw. Unterschenkelstulpen sind eine Alternative zu den Beingürteln.

- In drei unterschiedlichen Grössen für die Ober- und Unterschenkelversorgung
- Sorgt für Bewegungsfreiheit
- Farbcodierung des Standardsortiments zur einfachen Unterscheidung
- Ober- und Unterschenkelstulpe aus hautfreundlichem Baumwollmaterial



Beingürtel Deluxe



Beingürtel



Beinling



Unterschenkelstulpe

	Artikelbezeichnung	Länge	Artikelnr.	Pharmacode	Packungsinhalt
Beingürtel individuell kürzbar passend zu 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 MiGeL: 15.14.99.02.1	45 cm (ungedehnt)	9625	2577293	5 Paar
Beingürtel Deluxe passend zu 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 waschbar bei 30 °C	 MiGeL: 15.14.99.02.1	35 cm	9663	2398573	2 Stück
		38 cm	9660	2398567	2 Stück
		49 cm	9661	2398550	2 Stück
		56 cm	9662	2398544	2 Stück

	Artikelbezeichnung	Grösse / Umfang	Artikelnr.	Pharmacode	Packungsinhalt
Beinling gelb: passend zu 9621, 9624, 9652 blau & braun: passend zu 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 MiGeL: 15.14.99.01.1	klein / gelb 30 - 35 cm	9612	2577264	4 Stück
		mittel / blau 45 - 75 cm	9613	2577270	4 Stück
		gross / braun 55 - 85 cm	9614	2577287	4 Stück
Oberschenkelstulpe passend zu 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 waschbar bei 30 °C	 MiGeL: 15.14.99.01.1	klein / 54 cm	9647	2398484	2 Stück
		mittel / 58 cm	9648	2398490	2 Stück
		gross / 61 cm	9649	2398509	2 Stück
Unterschenkelstulpe passend zu 9624, 9632, 9652, 9653 waschbar bei 30 °C	 MiGeL: 15.14.99.01.1	klein / 32 cm	9633	2398515	2 Stück
		mittel / 35 cm	9634	2398521	2 Stück
		gross / 37 cm	9635	2398538	2 Stück

Notizen

[illegible]

Notizen

Hollister Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG

Telefon: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen.