

Gültig ab 03/2012. Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

## Fixationssysteme

	Bestell-Nr.	Inhalt/Packung	Pckg. je Orig.-Versandkarton
 <p><b>Anchor Fast</b> Fixierung für orale Endotrachealtuben</p>	9799	12	1
 <p><b>Anchor Fast Ersatzkopfband</b></p>	9788	4	24
 <p><b>Drainage-Fixationsklammer (steril)</b> • individuelle Größeneinstellung • 10–24 Ch</p>	9780	10	24
 <p><b>Horizontale Drainage-Fixationsklammer (steril)</b> • individuelle Größeneinstellung • 5–40 Ch</p>	9781	5	24
 <p><b>Vertikale Drainage-Fixationsklammer (steril)</b> • individuelle Größeneinstellung • 5–40 Ch</p>	9782	5	24
 <p><b>Nasensonden-Fixationsklammer</b> • individuelle Größeneinstellung • 12–18 Ch</p>	9785	20	24
 <p><b>Ernährungs sonden-Fixationsklammer</b> • individuelle Größeneinstellung • 5–18 Ch</p>	9786	20	24

## Fixiert auf die beste Lösung



Hollister Schweiz  
Bernstrasse 388  
8953 Dietikon

Telefon: 0 800 / 55 38 39 – gebührenfrei

Info@hollister.ch  
www.hollister.ch

© 2012 Hollister Incorporated.  
Hollister und Logo sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.

L19350/03.12

**Fixationssysteme von Hollister:** Einzigartig. Verlässlich. Sicher. Wir verfolgen mit unseren Produkten das Ziel, nicht nur die Sicherheit und Pflege Ihrer Patienten zu unterstützen, sondern auch Ihren Arbeitsalltag zu optimieren. Die speziell entworfene Hautschutzplatte als Bestandteil unserer Systeme bietet Patientenkomfort und schützt vor Hautirritationen, die durch Wundmaterialien oder Pflaster hervorgerufen werden. Die Stabilisation und Fixation medizinischer und chirurgischer Schläuche, Drainagen, Tuben und Katheter erfolgt mittels einzigartigen Klemmvorrichtungen.



## Anchor Fast

Fixierung für orale Endotrachealtuben



### Die Anchor Fast Fixierung für orale Endotrachealtuben

- ermöglicht eine sichere laterale Umpositionierung des Tubus
- vereinfacht die tägliche Mundpflege
- entlastet Haut und Lippen von Druck

Die Anchor Fast Fixierung für orale Endotrachealtuben ist eine **sichere und einfach zu handhabende Alternative** zu den herkömmlichen Methoden der Fixierung von oralen Endotrachealtuben.



**Hautfreundliche Hautschutzplatten** aus Hydrokolloid-Material sorgen für eine sichere Fixierung des Systems über mehrere Tage, vermindern das Risiko von Hautschädigungen und unterstützen die Erhaltung gesunder Haut.

Durch kleine Noppen und einen Klebestreifen mit Klemmverschluss wird der orale Endotrachealtubus (5–10 mm) sicher am System fixiert. Das **verstellbare, gepolsterte Kopfband** bietet zusätzliche Sicherheit.

Die Anchor Fast Fixierung für orale Endotrachealtuben **entlastet Unterlippe, Mundwinkel und Zunge** von Druck.

**Der Schlitten** ermöglicht ein sicheres und einfaches laterales Verschieben des Tubus in beide Richtungen entlang der Halteschiene. Dadurch wird die **tägliche Mundpflege deutlich erleichtert** und ein einfacher Zugang beim oralen Absaugen gewährleistet.




### Vertikale Drainage-Fixationsklammer (steril)

- Fixierung von Drainagen, Schläuchen und Kathetern (5–40 Ch) vertikal zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril, latexfrei



### Horizontale Drainage-Fixationsklammer (steril)

- Fixierung von Drainagen, Schläuchen und Kathetern (5–40 Ch) parallel zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril, latexfrei



### Drainage-Fixationsklammer (steril)

- Fixierung von verschiedenen Drainagen und Schläuchen (10–24 Ch) vertikal zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril, latexfrei



### Nasensonden-Fixationsklammer

- sichere Fixierung von Nasensonden (12–18 Ch)
- Schmetterlingsform passt sich den Gesichtskonturen an
- individuelle Größeneinstellung
- latexfrei



### Ernährungs sonden-Fixationsklammer

- sichere Fixierung von Ernährungs sonden (5–18 Ch)
- Schmetterlingsform passt sich den Gesichtskonturen an
- individuelle Größeneinstellung
- latexfrei