

Les parents concernés trouveront des informations utiles dans notre guide *Das Richtige für mein Kind. Die Geschichte von Conny Colon und Anton Anus (en allemand uniquement)* ainsi que dans *Die lustigen Geschichten von Bella Blase & ihren Freunden (en allemand uniquement)* qui thématisent l'anatomie humaine et les différentes pathologies d'une manière adaptée aux enfants.

N'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires.



Une bonne solution

dès le départ

Hollister Suisse

Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Conseils

Tél: 0800 55 38 39 – gratuit
Lu-Je. : 8h00–12h00, 13h30–17h00
Ve.: 8h00–12h00, 13h30–16h00
E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Avant utilisation, veuillez lire le mode d'emploi pour prendre connaissance des informations concernant l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les précautions et autres instructions.

CE Hollister et logo ainsi que Conform 2, Lock 'n Roll, Pouchkins, SoftFlex et „Tout commence avec une peau saine“ sont des marques de Hollister Incorporated. © 2020 Hollister Incorporated



Stomathérapie

Tout commence avec une peau saine.



Stomathérapie

Tout commence avec une peau saine.

Les enfants ont besoin d'une attention particulière,

car la peau d'un nouveau-né est 40-60 % plus fine que celle d'un adulte¹. Le protecteur cutané SoftFlex de l'appareillage pour enfant Pouchkins est souple et convient très bien pour la peau sensible des bébés et des enfants. Les enfants passent par diverses tranches d'âge et étapes de développement qui influencent également les exigences concernant leur appareillage de stomie. La ligne Pouchkins offre un assortiment complet de systèmes une ou deux pièces pour l'appareillage des enfants.

Couplage adhésif pour les plus petits

- Couplage adhésif entre la plaque de protection cutanée et la poche pour plus de flexibilité
- Réduit la pression sur la paroi abdominale



Protection cutanée douce

- Les dispositifs Pouchkins sont équipés du protecteur cutané SoftFlex ultra plat, très flexible et doux
- Protection cutanée continue sans prédécoupe pour un découpage individuel



Combinable de manière individuelle

- La plaque de base Pouchkins peut être combinée aux poches de colostomie, d'iléostomie ou d'urostomie Conform 2



Anneau flottant

- La plaque de base Pouchkins a une fermeture centrale avec anneau flottant
- Empêche un détachement involontaire de la poche
- Simplifie le couplage de la poche sans pression sur la paroi abdominale



Fermeture Lock 'n Roll intégrée

- Fermeture confortable par un triple pliage de la fermeture Lock 'n Roll en direction de la poche
- Attaches en plastique juxtaposées qui s'enclenchent de manière audible à la fermeture
- Bord renforcé pour une vidange facile de la poche et un nettoyage hygiénique du bouchon de vidange



	Stomie Ø mm	Volume/ longueur	Anneau flottant Ø mm	Cou- leur	No.d'art.	Pharma- code	Contenu/ Emballage
2 pièces pour bébés	Pouchkins poche de stomie pour prématurés Composée d'une plaque de protection cutanée intégral et d'une poche fermée avec anneau adhésif	0-15	50 ml	-	3777	346 00 21	15
	Pouchkins poche de drainage pour nouveaux-nés Composée d'une plaque de protection cutanée intégral continue avec découpe ovale et poche de drainage avec anneau adhésif. Poche avec bouchon de vidange intégré	0-22/35	190 ml	-	3778	346 00 38	15
1-pièce pour bébés et jeunes enfants	Pouchkins poche d'iléostomie pour nourrissons et jeunes enfants Poche vidable avec fermeture Lock 'n Roll intégrée	0-38	230 ml	-	3796	346 00 44	10
	Pouchkins poche d'urostomie pour nourrissons et jeunes enfants Poche d'urostomie avec barrière anti-reflux	0-38	230 ml	-	3797	346 00 50	10
	Pouchkins poche d'iléostomie pour enfants Poche vidable avec fermeture Lock 'n Roll intégrée	0-51	280 ml	-	3795	346 00 96	10
2-pièces pour enfants	Pouchkins plaque de base pour enfants Plaque de base avec protecteur cutané intégral et surface lavable	0-32	-	45	3761	346 00 67	5
	Pouchkins poche d'iléostomie pour enfants Poche vidable avec fermeture Lock 'n Roll intégrée	-	230 ml	45	3799	346 00 73	10
2-pièces	Conform 2 poche de colostomie mini Poche fermée	-	250 ml	45	24410	360 29 00	30
	Conform 2 poche d'iléostomie mini Poche vidable avec fermeture Lock 'n Roll intégrée	-	280 ml	45	24743	303 03 49	30
	Conform 2 poche d'urostomie Poche d'urostomie avec barrière anti-reflux, système à plusieurs compartiments et valve d'écoulement.	-	290 ml	45	24790 24890	603 93 39 603 92 85	10
Accessoires	Pouchkins ceinture pour enfants Taille ajustable	-	25-43 cm	-	3774	346 01 10	1

¹ Référence: Lund CH, Tucker JA. Adhesion and newborn skin In: Hoath SB, Maibach HI eds. Neonatal skin: Structure and Function. 2nd ed. New York, NY: Marcel Dekker; 2003: p. 308

*Les boîtes contiennent des autocollants avec des figures amusantes. Il y a de l'espace sur ces autocollants pour noter l'heure ou la date du dernier changement de poche.