



Dispositifs de collecte pour l'incontinence urinaire

Étui pénien InView™, poche à urine de jambe et accessoires

Étuis péniers

InView™

Étuis péniers auto-adhésifs en silicone



Gabarit de mesure InView™ de Hollister pour déterminer la taille de l'étui pénier qui vous convient

	Taille	Longueur	Réf.	Code couleur	Pharma-code	Contenu de l'emballage
InView Standard™ 	25 mm	81 mm	97225	●	7381815	30
	29 mm	81 mm	97229	●	2465571	30
	32 mm	81 mm	97232	●	2465588	30
	36 mm	81 mm	97236	●	7381821	30
	LiMA : 15.16.02.00.1	41 mm	81 mm	97241	●	2465602
InView Extra™ 	25 mm	81 mm	97325	●	7381838	30
	29 mm	81 mm	97329	●	2465625	30
	32 mm	81 mm	97332	●	7381784	30
	36 mm	81 mm	97336	●	7381844	30
	LiMA : 15.16.02.00.1	41 mm	81 mm	97341	●	7381850
InView Special™ 	25 mm	42 mm	97125	●	2465507	30
	29 mm	42 mm	97129	●	7381790	30
	32 mm	42 mm	97132	●	7381809	30
	36 mm	42 mm	97136	●	7073634	30
	LiMA : 15.16.02.00.1	41 mm	42 mm	97141	●	2465559

Caractéristiques principales

Disponibles en trois versions

- InView™ Standard – simple d'utilisation, sûr et confortable
- InView™ Extra – la surface adhésive extra-large assure une grande adhérence et une tenue sûre. Convient en particulier aux hommes actifs
- InView™ Special – sa forme raccourcie et la surface adhésive commençant dès la pointe de l'étui permettent une bonne tenue pour les utilisateurs dont le pénis est court ou rétracté. Pour les situations où l'étui pénier doit répondre à des exigences spécifiques

En silicone sans latex

- Matériau souple et respirant pour un port confortable
- Pour les soignants et utilisateurs présentant une hypersensibilité connue au latex

Surface auto-adhésive, douce pour la peau

- Pour un bon maintien sur la peau
- Simple d'utilisation

Matériau transparent

- Constitue une solution discrète pour l'utilisateur
- Permet d'examiner régulièrement la peau sans retirer l'étui pénier

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande concernant des étuis péniers sans silicone en raison d'éventuelles intolérances chez les utilisateurs.

Poche de recueil d'urine (poche de nuit et poche à sécrétion)

- Tube-racord de 120 cm de long (poche de nuit stérile et poche à sécrétion) et 90 cm de long (poche de nuit non stérile) pour une plus grande liberté de mouvement
- Poche d'un volume d'env. 2000 ml
- Le dispositif anti-retour empêche l'urine de refluer et contribue à prévenir les infections urinaires
- Version avec robinet de vidange (poche de nuit) et sans vidange (poche à sécrétion)
- Robinet de vidange facile à utiliser et site de prélèvement d'urine intégré sur les poches de nuit



	Désignation	Long. tube/vol. poche env.	Réf.	Pharmacode	Contenu de l'emballage
Poche de nuit, stérile avec vidange 	LiMA: 15.15.04.00.1	120 cm/2.000 ml	9650	2093307	10 unités
Poche à sécrétion, non stérile sans vidange 	LiMA: 15.15.01.00.1	120 cm/2.000 ml	9651	2577258	10 unités
Poche de nuit, non stérile avec vidange 	LiMA: 15.15.03.00.1	90 cm/2.000 ml	9430-30	5332936	30 unités

Poches à urine de jambe stériles/non stériles

Les poches de jambe stériles et non stériles de Hollister offrent une grande flexibilité afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Ces deux systèmes garantissent discrétion et confort.

Caractéristiques

- Volume disponible : env. 500 ml et env. 800 ml
- Longueur du tube :
 - poche de jambe non stérile : 50 cm (longueur adaptable)
 - poche de jambe stérile : 10 cm et 50 cm (longueur adaptable)
- Revêtement en non-tissé au dos de la poche pour un port plus confortable
- Le dispositif anti-retour empêche l'urine de refluer et contribue à prévenir les infections urinaires
- Robinet de vidange facile à utiliser avec manette à bascule et possibilité de connexion pour la poche de nuit



Le cône de l'adaptateur facilite et sécurise la connexion.



Le robinet facilite la vidange et protège de toute ouverture involontaire pendant le port.



	Désignation	Long. tube/vol. poche env.	Réf.	Pharmacode	Contenu de l'emballage
Poche de jambe, non stérile 	LiMA : 15.14.06.00.1	50 cm/500 ml	9652	3403879	10 unités
		50 cm/800 ml	9653	3403885	10 unités
Poche de jambe, stérile 	LiMA : 15.14.04.00.1	10 cm/500 ml	9621	2303696	10 unités
		10 cm/800 ml	9631	2303704	10 unités
		50 cm/500 ml	9624	2093253	10 unités
		50 cm/800 ml	9632	2093299	10 unités

Accessoires pour poche de jambe

Lanière

- Longueur adaptable
- Bande de silicone antiglisse
- À porter sur la cuisse ou le mollet

Lanière Deluxe

- Disponible en 4 longueurs
- Large et confortable
- Absorbe l'humidité
- Utilisation facile

Jambière/Système de maintien pour cuisse et mollet

Les systèmes de maintien pour cuisse et mollet constituent une alternative aux lanières.

- Disponibles en trois tailles pour un port sur la cuisse ou le mollet
- Offrent une grande liberté de mouvement
- Code couleur permettant de distinguer les différents modèles de la gamme
- Système de maintien pour cuisse et mollet en coton doux pour la peau



Lanière Deluxe



Lanière



Jambière



Système de maintien pour mollet

	Désignation	Longueur	Réf.	Pharmacode	Contenu de l'emballage
Lanière longueur adaptable adaptée à 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 LiMA: 15.14.99.02.1	45 cm (non tendue)	9625	2577293	5 paires
Lanière Deluxe adaptée à 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 lavable à 30 °C	 LiMA: 15.14.99.02.1	35 cm	9663	2398573	2 unités
		38 cm	9660	2398567	2 unités
		49 cm	9661	2398550	2 unités
		56 cm	9662	2398544	2 unités

	Désignation	Taille/circonférence	Réf.	Pharmacode	Contenu de l'emballage
Jambière jaune : adaptée à 9621, 9624, 9652 bleue & marron : adaptée à 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 LiMA: 15.14.99.01.1	petite/jaune 30 – 35 cm	9612	2577264	4 unités
		moyenne/bleue 45 – 75 cm	9613	2577270	4 unités
		grande/marron 55 – 85 cm	9614	2577287	4 unités
Système de maintien pour cuisse adapté à 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 lavable à 30 °C	 LiMA: 15.14.99.01.1	petit/54 cm	9647	2398484	2 unités
		moyen/58 cm	9648	2398490	2 unités
		grand/61 cm	9649	2398509	2 unités
Système de maintien pour mollet adapté à 9624, 9632, 9652, 9653 lavable à 30 °C	 LiMA: 15.14.99.01.1	petit/32 cm	9633	2398515	2 unités
		moyen/35 cm	9634	2398521	2 unités
		grand/37 cm	9635	2398538	2 unités

Hollister Suisse

Liberty Medical Switzerland AG

Téléphone : 0800 55 38 39 (appel gratuit)

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Avant d'utiliser les produits mentionnés, veuillez lire l'intégralité des consignes d'utilisation fournies sur la notice de chaque produit pour connaître l'indication, la description, les contre-indications, les avertissements, les précautions, les effets indésirables et le mode d'emploi du dispositif.