

Notre engagement

Hollister s'efforce continuellement d'améliorer ses produits. Nous savons que même de petits changements peuvent faire une grande différence dans le parcours de vie du patient.

InfynaTM
Sonde intermittente

Sonde hydrophile à usage unique, prête à l'emploi, avec pointe Nelaton
Conditionnement: 25 pcs.
Sonde hydrophile à usage unique



Charrière	17 cm	Référence	Pharmacode
8 Ch		88081	697 54 93
10 Ch		88101	697 55 01
12 Ch		88121	697 55 18
14 Ch		88141	697 55 24

Code LIMA 15.10.05.00.1

Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour obtenir des renseignements sur l'utilisation prévue, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les instructions.



Des améliorations conçues pour faciliter l'usage

La nouvelle sonde InfynaTM améliore l'expérience quotidienne des utilisatrices. Conçue pour être pratique et prête à l'emploi, pour gagner en confiance et en confort.

Pour en savoir plus ou pour demander des échantillons, visitez notre site www.hollister.ch ou appelez-nous au numéro gratuit

Hollister Suisse
Liberty Medical Switzerland SA
Tél.: 0800 55 38 39 (appel gratuit)
E-Mail: info@hollister.ch
www.hollister.ch


InfynaTM
Sonde intermittente

Petites améliorations, grands résultats

Nous avons gardé toutes les caractéristiques qui font le succès d'Infyna™ en apportant de petites améliorations qui peuvent faire une grande différence dans le sondage au quotidien.



Ce que les utilisatrices apprécient dans leur sonde Infyna™

Conçue pour être simple, pratique et prête à l'emploi, pour gagner en confiance et en confort, tous les jours.

- Insertion facile et sans contact
- Pré-lubrifiée, prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage
- Godet flexible pour contrôler le flux d'urine
- Peu d'eau dans l'emballage et sans tâches*

*Ne tache pas les textiles courants (ex: denim, lin, polyester, coton) si l'eau est renversée.

„ Avoir une sonde pour sondage intermittent qui s'adapte parfaitement à la forme et à la taille de son corps fait toute la différence. “

Utilisatrice de sonde pour sondage intermittent depuis 13 ans.

Ce qui change?



Ouverture facilitée grâce à deux feuillets séparables avec des anneaux d'ouverture



Languette adhésive sur l'emballage



Nouveau système de lubrification



Sonde désormais transparente



94%

des soignants sont d'accord sur le fait que l'emballage de la nouvelle sonde Infyna™ est plus facile à ouvrir que le précédent.

*Etude interne Hollister, BA-08831R, 2022.

La nouvelle sonde Infyna™ (17 cm) a été conçue pour réduire son impact environnemental: l'emballage est 38 % plus léger pour générer moins de déchets. La sonde est sans PVC, sans DEHP et sans phtalates.

