

Le plus important pour un enfant est justement d'être un enfant.  
 Nous vous aidons, en rendant le sondage intermittent facile,  
 comme un geste du quotidien, et ce dès le début.

	Longueur	Embout	Tailles Charrières disponibles	Cont.
<b>VaPro</b> Sonde hydrophile à usage unique 	40 cm	Nelaton	08 ● 10 ● 12 ● 14 ● 16 ●	25
	40 cm	Tiemann	12 ● 14 ● 16 ●	25
	20 cm	Nelaton	08 ● 10 ● 12 ● 14 ●	25

<b>VaPro Pocket</b> Sonde hydrophile à usage unique En format Pocket 	40 cm	Nelaton	10 ● 12 ● 14 ● 16 ●	25
---	-------	---------	---------------------	----

<b>VaPro Plus</b> Sonde hydrophile à usage unique Avec poche de recueil intégrée 	40 cm	Nelaton	12 ● 14 ●	25
	20 cm	Nelaton	12 ● 14 ●	25

<b>VaPro Plus Pocket</b> Sonde hydrophile à usage unique Avec poche de recueil intégrée En format Pocket 	40 cm	Nelaton	08 ● 10 ● 12 ● 14 ● 16 ●	25
	20 cm	Nelaton	08 ● 10 ● 12 ● 14 ●	25

	Longueur	Embout	Tailles Charrières disponibles	Cont.
<b>Advance</b> Sonde pré-lubrifiée avec gel à usage unique 	40 cm	Nelaton	10 ● 12 ● 14 ● 16 ● 18 ●	25
	40 cm	Tiemann	12 ● 14 ● 16 ●	25
	20 cm	Nelaton	06 ● 08 ● 10 ● 12 ● 14 ●	25

<b>Advance Plus</b> Sonde pré-lubrifiée avec gel à usage unique Avec poche de recueil intégrée 	40 cm	Nelaton	06 ● 08 ● 10 ● 12 ● 14 ● 16 ● 18 ●	25
	40 cm	Tiemann	12 ● 14 ● 16 ●	25
	20 cm	Nelaton	06 ● 08 ● 10 ● 12 ● 14 ●	25

<b>Advance Plus Pocket</b> Sonde pré-lubrifiée avec gel à usage unique Avec poche de recueil intégrée En format Pocket 	40 cm	Nelaton	10 ● 12 ● 14 ● 16 ●	25
--	-------	---------	---------------------	----

Hollister Suisse  
 Bernstrasse 388  
 CH-8953 Dietikon

Conseils et commandes  
 Tél. 0800 55 38 39 – ligne gratuite - info@hollister.ch - www.hollister.ch



**VaPro Sonde hydrophile  
 à usage unique**

*Nous sommes pour les  
 enfants, qui sont fascinés par  
 les choses simples de la vie*



Le succès dès le départ grâce à l'équilibre parfait entre facilité d'utilisation, confort et protection aide les enfants à garder le cap du sondage intermittent quotidien tout au long de leur vie.



**VaPro Sonde hydrophile  
à usage unique**



### Facilité d'utilisation

- Prête à l'emploi, technique no-touch
- Emballage très facile à ouvrir



### Confort

- Nos sondes accompagnent vos enfants tout au long de leur vie, quelle que soit la situation, grâce à notre gamme complète en plusieurs tailles et diverses options, mais avec la même technique de sondage
- Une introduction et un retrait de la sonde agréables, ainsi qu'une lubrification optimale et des œillets



### Protection

- Sécurité maximale grâce au film protecteur stérile qui recouvre la sonde sur toute sa longueur – on peut la toucher partout
- Grâce à la gaine protectrice, les 15 premiers millimètres de l'urètre sont protégés ce qui diminue le risque de transfert des bactéries jusque dans la vessie

