




Sistemi per l'incontinenza urinaria

InView™ Catetere esterno, sacca da gamba e accessori

Catetere esterno

InView™

Catetere esterno autoadesivo in silicone



Il regolo InView™ Hollister per determinare la misura del catetere esterno.

	Misura	Lunghezza fusto	N. ordinazione	Codice cromatico	Pharmacode	Contenuto della confezione
InView Standard™ 	25 mm	81 mm	97225	●	7381815	30
	29 mm	81 mm	97229	●	2465571	30
	32 mm	81 mm	97232	●	2465588	30
	36 mm	81 mm	97236	●	7381821	30
	41 mm	81 mm	97241	●	2465602	30
Codice EMap : 15.16.02.00.1						
InView Extra™ 	25 mm	81 mm	97325	●	7381838	30
	29 mm	81 mm	97329	●	2465625	30
	32 mm	81 mm	97332	●	7381784	30
	36 mm	81 mm	97336	●	7381844	30
	41 mm	81 mm	97341	●	7381850	30
Codice EMap : 15.16.02.00.1						
InView Special™ 	25 mm	42 mm	97125	●	2465507	30
	29 mm	42 mm	97129	●	7381790	30
	32 mm	42 mm	97132	●	7381809	30
	36 mm	42 mm	97136	●	7073634	30
	41 mm	42 mm	97141	●	2465559	30
Codice EMap : 15.16.02.00.1						

Caratteristiche principali

Tre versioni diverse

- InView™ Standard – facile da usare, sicuro e confortevole
- InView™ Extra – la superficie adesiva extra-larga fornisce un'adesione speciale e una vestibilità sicura. Particolarmente adatto agli uomini attivi
- InView™ Special – il corpo corto e la superficie adesiva, che parte già dalla punta del catetere esterno, consentono una buona vestibilità per gli utenti con un pene riaccurciato o retratto. Per esigenze molto speciali di un catetere esterno

Materiale in silicone senza lattice

- Materiale flessibile e traspirante, per migliorare il comfort
- Per gli infermieri e gli utenti con ipersensibilità nota al lattice

Superficie autoadesiva e delicata sulla pelle

- Per una tenuta sicura sulla pelle
- Facile da usare

Materiale trasparente

- Fornisce una soluzione discreta per l'utente
- Consente un controllo regolare della pelle, senza dover rimuovere il catetere esterno

Se siete interessati a cateteri esterni senza silicone, a causa di possibili intolleranze dell'utente, non esitate a contattarci.

Sacca di raccolta dell'urina (sacca notte e raccolta segreti)

- Tubo flessibile di drenaggio da 120 cm di lunghezza (sacca notte sterile, sacca segreti) e 90 cm di lunghezza (sacca da letto non sterile), per la libertà di movimento
- Volume della sacca di circa 2.000 ml
- Il blocco antiritorno impedisce il reflusso dell'urina e contribuisce a prevenire le infezioni urinarie
- Versione con rubinetto di scarico (sacca notte) e senza scarico (sacca segreti)
- Rubinetto di scarico semplice da utilizzare e punto di prelievo dell'urina integrato nella sacca notte



	Denominazione articolo	Lung. tubo/Vol. sacca ca.	N. ordina- zione	Farmacodice	Contenuto della confezione
Sacca notte, sterile con rubinetto di scarico 	EMAp: 15.15.04.00.1	120 cm/2.000 ml	9650	2093307	10 pezzi
Sacca segreti, non sterile senza scarico 	EMAp: 15.15.01.00.1	120 cm/2.000 ml	9651	2577258	10 pezzi
Sacca da letto, non sterile con rubinetto di scarico 	EMAp: 15.15.03.00.1	90 cm/2.000 ml	9430-30	5332936	30 pezzi

Sacca urinaria da gamba sterile/non sterile

Le sacche da gamba sterili e non sterili Hollister offrono un'elevata flessibilità, per soddisfare le esigenze degli utenti. Entrambi i sistemi garantiscono elevata discrezione e più comfort.

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile con volume di circa 500 ml e 800 ml
- Lunghezza del tubo flessibile:
 - sacca da gamba non sterile: 50 cm (accorciabile individualmente)
 - sacca da gamba sterile: 10 cm e 50 cm (accorciabile individualmente)
- Il rivestimento in tessuto non tessuto sul retro della sacca migliora il comfort
- Il blocco antiritorno impedisce il reflusso dell'urina e contribuisce a prevenire le infezioni urinarie
- Rubinetto di scarico semplice da usare, con chiusura a bilanciere e possibilità di connessione alla sacca notte



Il cono dell'adattatore garantisce la semplice connessione e offre sicurezza.



Il rubinetto di scarico facilita lo svuotamento e impedisce l'apertura accidentale durante l'uso.



	Denominazione articolo	Lung. tubo/Vol. sacca ca.	N. ordinazione.	Farmacodice	Contenuto della confezione
Sacca da gamba, non sterile 	EMAp: 15.14.06.00.1	50 cm/500 ml	9652	3403879	10 pezzi
		50 cm/800 ml	9653	3403885	10 pezzi
Sacca da gamba, sterile 	EMAp: 15.14.04.00.1	10 cm/500 ml	9621	2303696	10 pezzi
		10 cm/800 ml	9631	2303704	10 pezzi
		50 cm/500 ml	9624	2093253	10 pezzi
		50 cm/800 ml	9632	2093299	10 pezzi

Sacca da gamba, accessori

Cinturino da gamba

- Accorciabile individualmente
- Striscia in silicone antiscivolo
- Per il fissaggio alla coscia e alla gamba

Cinturino da gamba Deluxe

- Quattro lunghezze differenti
- Ampio e confortevole
- Assorbe l'umidità
- Facile da utilizzare

Intimo da gamba/ manicotto da coscia e da gamba

I manicotti da coscia e da gamba sono un'alternativa ai cinturini da gamba.

- Tre misure differenti, per il fissaggio alla coscia e alla gamba
- Offre libertà di movimento
- Codifica cromatica dell'assortimento standard, per facilitare il riconoscimento
- Manicotti da coscia e da gamba in cotone delicato sulla pelle



Cinturino da gamba Deluxe



Cinturino da gamba



Intimo da gamba



Manicotto da gamba

	Denominazione articolo	Lunghezza	N. ordinazione	Farmacodice	Contenuto della confezione
Cinturino da gamba accorciabile individualmente adatto per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 EMAp: 15.14.99.02.1	45 cm (non teso)	9625	2577293	5 paia
Cinturino da gamba Deluxe adatto per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 lavabile a 30 °C	 EMAp: 15.14.99.02.1	35 cm	9663	2398573	2 pezzi
		38 cm	9660	2398567	2 pezzi
		49 cm	9661	2398550	2 pezzi
		56 cm	9662	2398544	2 pezzi

	Denominazione articolo	Misura/Circonferenza	N. ordinazione	Farmacodice	Contenuto della confezione
Intimo da gamba giallo: adatto per 9621, 9624, 9652 blu e marrone: adatto per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	 EMAp: 15.14.99.01.1	piccolo/giallo 30 – 35 cm	9612	2577264	4 pezzi
		medio/blu 45 – 75 cm	9613	2577270	4 pezzi
		grande/marrone 55 – 85 cm	9614	2577287	4 pezzi
Manicotto da coscia adatto per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653 lavabile a 30 °C	 EMAp: 15.14.99.01.1	piccolo/54 cm	9647	2398484	2 pezzi
		medio/58 cm	9648	2398490	2 pezzi
		grande/61 cm	9649	2398509	2 pezzi
Manicotto da gamba adatto per 9624, 9632, 9652, 9653 lavabile a 30 °C	 EMAp: 15.14.99.01.1	piccolo/32 cm	9633	2398515	2 pezzi
		medio/35 cm	9634	2398521	2 pezzi
		grande/37 cm	9635	2398538	2 pezzi

Hollister Svizzera

Liberty Medical Switzerland AG

Telefono: 0800 55 38 39 (numero gratuito)

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Prima di utilizzare uno dei prodotti indicati, leggi per intero le istruzioni d'uso contenute nel foglio illustrativo fornito con ciascun prodotto, che include le sezioni Uso previsto, Descrizione, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni d'uso, Eventi avversi e Istruzioni d'uso del dispositivo dispositivo.