

Betroffene Eltern finden hilfreiche Informationen in unserem Ratgeber *Das Richtige für mein Kind. Die Geschichte von Conny Colon und Anton Anus* und *Die lustigen Geschichten von Bella Blase & ihren Freunden* thematisieren die menschliche Anatomie und jeweilige Krankheitslehre auf kindgerechte Art.

Kontaktieren Sie unser Beratungsteam für weitere Informationen.

#### Deutschland

Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25  
80992 München

#### Beratungsteam

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr  
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei  
E-Mail: [beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)

[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

#### Österreich

Hollister GmbH  
Bergmillergasse 5/1/1  
A-1140 Wien

#### Bestellung und Beratung

Telefon: 01/877 08 00  
Telefax 01/877 08 00-22  
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr  
E-Mail: [hollister.oesterreich@hollister.com](mailto:hollister.oesterreich@hollister.com)

[www.hollister.at](http://www.hollister.at)

#### Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG  
Bernstrasse 388  
CH-8953 Dietikon

#### Beratung

Telefon: 0800 55 38 39 – gebührenfrei  
Mo. – Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr  
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr  
E-Mail: [info@hollister.ch](mailto:info@hollister.ch)

[www.hollister.ch](http://www.hollister.ch)

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.“

CE Hollister und Logo sowie Conform 2, Lock 'n Roll, Pouchkins, SoftFlex und „Gesunde Haut. Gute Aussichten“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated. © 2019 Hollister Incorporated

L08090/08.2019

Predrag Popovsk/Shutterstock.com

Eine gute Lösung

von Anfang an

#### Pouchkins

#### Ein- und zweiteilige Stomaversorgung für Kinder

Unsere Kleinen verdienen etwas Besonderes und das schon immer.

Kinder brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit,

denn die Haut von Neugeborenen ist 40-60% dünner als die eines Erwachsenen.<sup>1</sup> Der SoftFlex Hautschutz der Pouchkins Kinderversorgung ist sanft und sehr gut für die empfindliche Baby- und Kinderhaut geeignet. In gleichem Maß wie Kinder verschiedene Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen, entwickeln sich auch ihre Ansprüche an eine Stomaversorgung. Die Linie der Pouchkins Produkte bietet ein Komplettsortiment aus ein- und zweiteiligen Stomaprodukten für die Kinderversorgung.

Klebekopplung für die Kleinsten

- Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und Beutel macht das System besonders flexibel
- Verringert den Druck auf die Bauchdecke

Individuell kombinierbar

- Pouchkins Basisplatte ist kombinierbar mit Conform 2 Kolostomie-, Ausstreif- oder Urostomiebeuteln

Untergreifbarer Rastring

- Pouchkins Basisplatte besitzt einen Zentrumverschluss mit untergreifbarem Rastring
- Verhindert ungewolltes Ablösen des Beutels
- Vereinfacht das Anbringen des Beutels ohne Druck auf die Bauchdecke

Sanfter Hautschutz

- Pouchkins Produkte verfügen über den extra flachen, sehr flexiblen und sanften SoftFlex Hautschutz
- Durchgehender Hautschutz ohne Vorstanzung ermöglicht ein individuelles Zuschneiden

Integrierter Lock 'n Roll Verschluss

- Komfortables Verschließen durch dreimaliges Falten des Lock 'n Roll Verschlusses in Richtung Beutelseite
- Nebeneinander angeordnete Kunststoffdruckknöpfe greifen beim Verschließen spürbar ineinander
- Extra verstärkter Rand für einfaches Entleeren des Beutels und hygienische Reinigung des Auslasses

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stoma<br>Ø mm | Volumen /<br>Länge | Rastring<br>Ø mm | Farbe | Bestellnr.     | PZN                  | Inhalt /<br>Packung |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------|----------------|----------------------|---------------------|
| 2-teilig Baby               |  <b>Pouchkins Stomabeutel für Frühgeborene</b><br>Bestehend aus runder, durchgehender Hautschutzplatte und geschlossenem Beutel mit Klebering                                                     | 0-15          | 50 ml              | -                |       | 3777           | 00733760             | 15                  |
|                             |  <b>Pouchkins Drainagebeutel für Neugeborene</b><br>Bestehend aus runder, durchgehender Hautschutzplatte mit ovalem Zuschnitt und Drainagebeutel mit Klebering<br>Beutel mit integriertem Auslass | 0-22/35       | 190 ml             | -                |       | 3778           | 00733814             | 15                  |
| 1-teilig Baby und Kleinkind |  <b>Pouchkins Ausstreifbeutel für Säuglinge und Kleinkinder</b><br>Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss                                                                       | 0-38          | 230 ml             | -                |       | 3796           | 00733777             | 10                  |
|                             |  <b>Pouchkins Urostomiebeutel für Säuglinge und Kleinkinder</b><br>Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss                                                                       | 0-38          | 230 ml             | -                |       | 3797           | 00733837             | 10                  |
|                             |  <b>Pouchkins Ausstreifbeutel für Kinder</b><br>Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss                                                                                          | 0-51          | 280 ml             | -                |       | 3795           | 00756620             | 10                  |
| 2-teilig Kind               |  <b>Pouchkins Basisplatte für Kinder</b><br>Basisplatte mit durchgehendem Hautschutz und abwaschbarer Oberfläche                                                                                | 0-32          | -                  | 45               | -     | 3761           | 00756614             | 5                   |
|                             |  <b>Pouchkins Ausstreifbeutel für Kinder</b><br>Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss                                                                                        | -             | 230 ml             | 45               |       | 3799           | 00745177             | 10                  |
|                             |  <b>Conform 2 Kolostomiebeutel mini</b><br>Geschlossener Beutel                                                                                                                                 | -             | 250 ml             | 45               |       | 24410          | 00733464             | 30                  |
| 2-teilig                    |  <b>Conform 2 Ausstreifbeutel mini</b><br>Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss                                                                                              | -             | 280 ml             | 45               |       | 24743          | 00207362             | 30                  |
|                             |  <b>Conform 2 Urostomiebeutel +</b><br>Urostomiebeutel mit Rücklaufsperr, Mehrkammer-System und Ablaufventil                                                                                    | -             | 290 ml             | 45               |       | 24790<br>24890 | 10812590<br>10812621 | 10                  |
| Zubehör                     |  <b>Pouchkins Gürtel für Kinder</b><br>Größenverstellbar                                                                                                                                        | -             | 25-43 cm           | -                | -     | 3774           | 00756755             | 1                   |

<sup>1</sup> Quelle: Lund CH, Tucker JA. Adhesion and newborn skin In: Hoath SB, Maibach HI eds. Neonatal skin: Structure and Function. 2nd ed. New York,NY: Marcel Dekker; 2003: p. 308

\* Den Boxen liegen Sticker mit lustigen Figuren bei. An diesen Stickern ist Platz, um die Zeit bzw. das Datum des letzten Beutelwechsels zu vermerken.