



## Poches à urine de jambe

Accessoires de maintien

Poches à urine de nuit avec ou sans vidange



# Poches à urine de jambe

## Accessoires de maintien

### Poches à urine de nuit avec ou sans vidange

En tant que soignants, vous développez à long terme des relations étroites avec les patients et leurs familles.

Une des missions de Hollister est de vous soutenir dans la construction de cette relation de confiance en offrant des produits ainsi que des prestations de service de qualité.

Nous attachons une importance particulière à soigner les détails. De notre expérience, nous avons appris que parfois les petites particularités font toute la différence. Nous en tenons compte dans le développement et la fabrication des produits, ainsi que dans nos prestations de service et diverses activités.

Hollister propose depuis plus de 85 ans du matériel spécifique dans le domaine des soins, dont l'objectif principal est d'offrir plus de sécurité, d'autonomie et une meilleure qualité de vie aux utilisateurs.



### Poches à urine de jambe stériles et non stériles

**Hollister propose différentes poches de jambe, pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs**


L'assortiment de poches respecte les standards d'hygiène élevés et permet une utilisation discrète ainsi qu'une vie active.

- Capacité de 500 ml et 800 ml
- Longueur du tube :
  - Poches non stériles : 50 cm (adaptable à la longueur désirée)
  - Poches stériles : 10 cm et 50 cm (adaptable à la longueur désirée)
- Le voile non tissé côté corps procure plus de confort
- L'anti-reflux empêche le retour des urines vers les voies urinaires et limite le risque d'infection
- Manette de vidange facile à manipuler
- Possibilité de connecter une poche de nuit
- Un site de prélèvement permet la ponction d'un échantillon d'urine





Le système de vidange permet une évacuation facile des urines et évite une ouverture par inadvertance de l'utilisateur.



Le cône cannelé garantit une connexion sûre.



## Lanière élastique

- Matière souple et confortable, longueur adaptable
- Bande de silicone anti-glisse
- A porter sur la cuisse ou le mollet

## Lanière Deluxe

- Disponible en 4 longueurs
- Large et confortable
- Matière molletonnée et absorbante
- Utilisation facile

## Filet élastique Système de maintien en coton

Comme alternative aux lanières, Hollister propose des filets élastiques ou des poches de maintien en coton qui peuvent être portés sur la cuisse ou le mollet.

Ces produits sont confortables et discrets.


- Pour une grande liberté d'action
- Chaque modèle est disponible en trois tailles
- Systèmes de maintien en coton : une version pour la cuisse et une version pour le mollet
- Filets : une bande de couleur permet d'identifier facilement la taille

## Poche de nuit stérile et non stérile

- Tubulure de 90/120 cm pour plus de liberté de mouvement
- Capacité de 2000 ml
- Le dispositif anti-reflux intégré réduit le risque d'infection ascendante
- Modèles à disposition : avec vidange et stérile sans vidange et non stérile
- Manette de vidange facile à manipuler
- Poche stérile avec vidange : un site de prélèvement permet la ponction d'un échantillon d'urine



Lanière



Lanière Deluxe



Filet élastique



Système de maintien en coton pour cuisse ou mollet



Poche de nuit, stérile sans vidange



Poche de nuit, non stérile avec vidange

| Descriptif                                                                                                                                                                                                                                   | Longueur / Vol.       | Référence | Pharmacode | Conditionnement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|
|  <b>Poche de jambe, non stérile</b><br><br><b>LiMA : 15.14.06.00.1</b>                                                                                      | 50 cm*/500 ml         | 9652      | 3403879    | 10 pièces       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 50 cm*/800 ml         | 9653      | 3403885    | 10 pièces       |
|  <b>Poche de jambe, stérile</b><br><br><b>LiMA : 15.14.04.00.1</b>                                                                                          | 10 cm/500 ml          | 9621      | 2303696    | 10 pièces       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 10 cm/800 ml          | 9631      | 2303704    | 10 pièces       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 50 cm*/500 ml         | 9624      | 2093253    | 10 pièces       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 50 cm*/800 ml         | 9632      | 2093299    | 10 pièces       |
| Descriptif                                                                                                                                                                                                                                   | Longueur              | Référence | Pharmacode | Conditionnement |
|  <b>Lanière</b><br><br><b>LiMA : 15.14.99.01.1</b>                                                                                                          | 45 cm                 | 9625      | 2577293    | 5 paires        |
|  <b>Lanière Deluxe</b><br><br><b>LiMA : 15.14.99.02.1</b>                                                                                                   | 35 cm                 | 9663      | 2398573    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 38 cm                 | 9660      | 2398567    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 49 cm                 | 9661      | 2398550    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 56 cm                 | 9662      | 2398544    | 2 pièces        |
| Descriptif                                                                                                                                                                                                                                   | Longueur              | Référence | Pharmacode | Conditionnement |
|  <b>Filet élastique</b><br>jaune : pour 9621, 9624, 9652, 9653<br>brun et bleu : pour 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653<br><br><b>LiMA : 15.14.99.01.1</b> | S/jaune<br>30–35 cm   | 9612      | 2577264    | 4 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | M/bleu<br>45–75 cm    | 9613      | 2577270    | 4 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | L/marrone<br>55–85 cm | 9614      | 2577287    | 4 pièces        |
|  <b>Maintien en coton / Cuisse</b><br>pour 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653<br><br><b>LiMA : 15.14.99.01.1</b>                                           | S/54 cm               | 9647      | 2398484    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | M/58 cm               | 9648      | 2398490    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | L/61 cm               | 9649      | 2398509    | 2 pièces        |
|  <b>Maintien en coton / Mollet</b><br>pour 9624, 9632, 9652, 9653<br><br><b>LiMA : 15.14.99.01.1</b>                                                      | S/32 cm               | 9633      | 2398515    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | M/35 cm               | 9634      | 2398521    | 2 pièces        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | L/37 cm               | 9635      | 2398538    | 2 pièces        |
| Descriptif                                                                                                                                                                                                                                   | Longueur              | Référence | Pharmacode | Conditionnement |
|  <b>Poche de nuit, stérile avec vidange</b><br><br><b>LiMA : 15.15.04.00.1</b>                                                                            | 120 cm/2.000 ml       | 9650      | 2093307    | 10 pièces       |
|  <b>Poche de nuit, non stérile sans vidange</b><br><br><b>LiMA : 15.15.01.00.1</b>                                                                        | 120 cm/2.000 ml       | 9651      | 2577258    | 10 pièces       |
|  <b>Poche de nuit, non stérile avec vidange</b><br><br><b>LiMA 15.15.03.00.1</b>                                                                          | 90 cm/2.000 ml        | 9430-30   | 5332936    | 30 pièces       |

**Hollister Suisse**  
Bernstrasse 388  
8953 Dietikon  
[www.hollister.ch](http://www.hollister.ch)

**Conseils :**  
Tél : 0800 55 38 39

**Commandes:**  
Tél : 044 730 45 05 • Fax 044 730 54 44  
Lundi à vendredi : 8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00  
E-Mail : [info@hollister.ch](mailto:info@hollister.ch)

Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi pour obtenir des renseignements sur l'utilisation prévue, les contre-indications, les mises en garde, les précautions et les instructions.

Hollister et son logo sont des marques déposées de  
Hollister Incorporated USA. ©2021 Hollister Incorporated.

Les dispositifs médicaux distribués en Suisse et dans

l'UE sont marqués  ou   
0050

 **Hollister®**