

Notre objectif est de maintenir

une peau saine dès le départ.



Le protecteur cutané CeraPlus avec technologie Remois*

Catalogue de produits



Le protecteur cutané CeraPlus

Conçu pour favoriser une peau saine dès le départ¹

Le protecteur cutané **CeraPlus** a été **infusé de céramide** et a été conçu pour aider à:

- **protéger** la barrière d'hydratation naturelle de la peau.²
- **diminuer** le taux de la perte d'eau transépidermique (TEWL) d'une peau abîmée ou érodée.²
- **maintenir** la peau péristomiale en bonne santé.²

Choisissez le protecteur cutané avec des données probantes

Le protecteur cutané CeraPlus peut réduire une partie de l'impact négatif des CCP!	Protecteur cutané CeraPlus	Autres protecteurs cutanés
Couvre les deux côtés de l'équation de la santé de la peau: ajustement ET formulation		
Plus de participants très satisfaits de la prévention des démangeaisons* ¹		
Réduction du coût de traitement* ¹		
Minimise la perte en eau transépidermique** ^{3, 4}		
Aide à assurer une peau saine ³		

*Par rapport au protecteur cutané Hollister sans céramide

** Comparativement à Coloplast SenSura Mio, Salts Harmony Duo avec Flexifit et Aloe, et Welland Aurum 2



Plus de patients sont *très satisfaits* de la performance globale du protecteur cutané CeraPlus.¹

L'assortiment CeraPlus

Tout en un seul coup d'oeil

La ligne de produit CeraPlus est disponible en système 1 pièce ou 2 pièces.

Moderma Flex



Poche fermée

Protecteur cutané **intégral**

- Protecteur cutané **plane**
 - poche midi
- Protecteur cutané **convexe**
 - poche midi



Poche vidable

Avec bord adhésif

- Protecteur cutané **plane**
 - poche midi
 - poche maxi
- Protecteur cutané **convexe**
 - poche midi
 - poche maxi
- Protecteur cutané **soft convexe**
 - poche midi
 - poche maxi



Poche d'urostomie

Avec bord adhésif et système à plusieurs compartiments, adaptateur inclus

- Protecteur cutané **plane**
 - poche 280 ml capacité
- Protecteur cutané **convexe**
 - poche 280 ml capacité
- Protecteur cutané **soft convexe**
 - poche 280 ml capacité

Conform 2



Plaque de base **plane**

- Protecteur cutané **intégral**
- avec **bord adhésif**



Plaque de base **convexe**

- Protecteur cutané **intégral**
- avec **bord adhésif**



Plaque de base **soft convexe**

- Avec **bord adhésif**

Adapt



Anneau **plat**

- épaisseur du matériel **standard**
- épaisseur du matériel **mince**



Anneau **convexe**

- de forme **ronde**
- de forme **ovale**

CeraPlus | Poche fermée midi – plane

Protecteur cutané **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **formés** ou **semi-liquides**, combiné avec une poche de colostomie et **un filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés et une **fenêtre de contrôle**.

Volume: 450 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15–55			52100	6628461	30
25			52125	6628478	30
30			52130	6628484	30
35			52135	6628490	30

CeraPlus | Poche fermée midi – convexe

Protecteur cutané **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **formés** ou **semi-liquides**, combiné avec une poche de colostomie et **un filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés, **fenêtre de contrôle** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.

Volume: 450 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15–38			52600	6628403	30
15–51			52601	6628426	30
25			52625	6628432	30
30			52630	6628449	30
35			52635	6628455	30

CeraPlus | Poche vidable midi avec bord adhésif – plane

Protecteur cutané **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll**.

Volume: 450ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-64			54200	6635343	30
25			54225	6635366	30
30			54230	6635372	30
35			54235	6635389	30
15-64			53500	6635395	30

CeraPlus | Poche vidable midi avec bord adhésif – convexe

Protecteur cutané **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.

Volume: 450ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-25			54602	6628509	30
15-38			54600	6628515	30
15-51			54601	6628521	30
25			54625	6628538	30
30			54630	6628544	30
35			54635	6628550	30
15-38			53700	6628573	30
15-51			53701	6628596	30

CeraPlus | Poche vidable midi avec bord adhésif – soft convexe

Protecteur cutané **soft convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll** ainsi qu'une fixation pour une ceinture.

Volume: 450 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-25			54002	6628751	30
15-38			54000	6628768	30
15-55			54001	6628774	30
15-25			53002	6628811	30
15-38			53000	6628828	30
15-55			53001	6628834	30

CeraPlus | Poche vidable maxi avec bord adhésif – plane

Protecteur cutané **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll**.

Volume: 780 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-64			54300	6635449	30
25			54325	6635455	30
30			54330	6635461	30
35			54335	6635478	30
15-64			53400	6635509	30

CeraPlus | Poche vidable maxi avec bord adhésif – convexe

Protecteur cutané **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.

Volume: 780ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-25			54802	6628627	30
15-38			54800	6628633	30
15-51			54801	6628656	30
25			54825	6628662	30
30			54830	6628679	30
35			54835	6628685	30
15-25			53902	6628691	30
15-38			53900	6628716	30
15-51			53901	6628722	30

CeraPlus | Poche vidable maxi avec bord adhésif – soft convexe

Protecteur cutané **soft convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche vidable avec **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente avec clamp intégré **Lock'n Roll** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.

Volume: 780ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-25			54102	6628886	30
15-38			54100	6628892	30
15-55			54101	6628900	30
25			54125	6628917	30
30			54130	6628923	30
35			54135	6628946	30
15-25			53102	6628952	30
15-38			53100	6628969	30
15-55			53101	6628975	30

CeraPlus | Poche d'urostomie avec bord adhésif – plane

Protecteur cutané **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche d'urostomie avec système à plusieurs compartiments, **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé au dos, transparent et **robinet doux** de contrôle de flux, **adaptateur inclus**.

Volume: 280 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
15-64			59400	7740175	10

CeraPlus | Poche d'urostomie avec bord adhésif – convexe

Protecteur cutané **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche d'urostomie avec système à plusieurs compartiments, **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente et **robinet doux** de contrôle de flux, **adaptateur inclus** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.

Volume: 280 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
20			59620	7736050	10
25			59625	7736051	10
30			59630	7736052	10
15-25			59700	7740176	10
15-38			59701	7740177	10
15-55			59702	7740178	10

CeraPlus | Poche d'urostomie avec bord adhésif – soft convexe

Protecteur cutané **soft convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** avec **bord adhésif** flexible, combiné avec une poche d'urostomie avec système à plusieurs compartiments, **filtre à charbon actif**, un voile non-tissé des deux côtés ou au dos, **fenêtre de contrôle** ou transparente et **robinet doux** de contrôle de flux, **adaptateur inclus** ainsi qu'une **fixation pour une ceinture**.


Volume: 280 ml



Stomie Ø mm	Détails	Couleur	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
20			59820	7449306	10
25			59825	7449312	10
30			59830	7449329	10
15-25			59900	7449275	10
15-38			59901	7449281	10
15-55			59902	7449298	10

CeraPlus | Plaque de base – plane

Protecteur cutané intégral **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides**.



Stomie Ø mm	Détails	Anneau flottant Ø mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
13-30		45	14200	6629012	10
13-40		55	15200	6629029	10
13-55		70	17200	6629035	10

CeraPlus | Plaque de base avec bord adhésif – plane

Protecteur cutané **plane**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible.



Stomie Ø mm	Détails	Anneau flottant Ø mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
13-30		45	14500	6629070	10
13-40		55	15500	6629087	10
13-55		70	17500	6629093	10

CeraPlus | Plaque de base – convexe

Protecteur cutané intégral **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides**.



Stomie Ø mm	Détails	Anneau flottant Ø mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
13-25		45	14100	6629041	10
13-38		55	15100	6629058	10
13-51		70	17100	6629064	10

CeraPlus | Plaque de base avec bord adhésif – convexe

Protecteur cutané intégral **convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible.



Stomie Ø mm	Détails	Anneau flottant Ø mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
13-25		 45	14600	6629101	10
20		 45	14620	6629118	10
25		 45	14625	6629124	10
13-38		 55	15600	6629130	10
29		 55	15629	6629147	10
32		 55	15632	6629153	10
13-51		 70	17600	6629176	10

CeraPlus | Plaque de base avec bord adhésif – soft convexe

Protecteur cutané **soft convexe**, infusé des **céramides**, pour les effluents **liquides** et **semi-liquides** avec **bord adhésif** flexible.



Stomie Ø mm	Détails	Anneau flottant Ø mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
13-25		 45	14A00	7766166	5
13-38		 55	15A00	7766167	5
13-51		 70	17A00	7766168	5

Icons



à découper



avec fenêtre
de contrôle



beige



transparente

Code couleur pour les anneaux flottants maniables de la série Conform 2

Orange  = 35 mm anneau flottant

Vert  = 45 mm anneau flottant

Rouge  = 55 mm anneau flottant

Bleu  = 70 mm anneau flottant

Jaune  = 102 mm anneau flottant

CeraRing | Anneaux protecteurs, ronds – plane

Anneau protecteur **plane**, infusé des **céramides**, **souple**, **modelable** et **sécable** qui s'adapte pour compenser les plis cutanés et les imperfections. Les protecteurs ronds sont sous emballage individuel.



Ouverture Ø mm	Épaisseur mm	No.d'Art.	Pharma Code	Contenu/Emballage
48	4,5	8805	6793740	10
48	2,3	8815	6793757	10

CeraRing | Anneaux protecteurs, ronds – convexe

Anneau protecteur **convexe**, infusé des **céramides**, **souple** qui s'adapte pour compenser les plis cutanés et les imperfections.



Ouverture Ø mm	Épaisseur mm	No.d'Art	Pharma Code	Contenu/Emballage
20	6	89520	6968530	10
30	6	89530	6968547	10
40	6	89540	6968553	10

CeraRing | Anneaux protecteurs, ovales – convexe

Anneau protecteur **convexe**, infusé des **céramides**, **souple** qui s'adapte pour compenser les plis cutanés et les imperfections.



Ouverture Ø mm	Épaisseur mm	No.d'Art	Pharma Code	Contenu/Emballage
22 x 38	6	89601	6968576	10
30 x 48	6	89602	6968582	10
38 x 56	6	89603	6968599	10

Références:

1. Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadalena G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42.
2. Coderch L, Lopez O, de la Maza A, Parra J. Ceramides and Skin Function, Am J Clin Dermatol 2003; 4 (2)
3. Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadalena G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179–186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
4. Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe Journal of Stomal Therapy Australia; 39(2):14-18



Hollister Suisse

Bernstrasse 388
8953 Dietikon

Commandes :

Mo. – Do. : 8h00 – 12h00, 13h30 – 17h00

Fr. : 8h00 – 12h00, 13h30 – 16h00

Téléphone : 0800 55 38 39

info@hollister.ch

www.hollister.ch

Avant d'utiliser les produits mentionnés, veuillez lire l'intégralité des consignes d'utilisation fournies sur la notice de chaque produit pour connaître l'indication, la description, les contre-indications, les avertissements, les précautions, les effets indésirables et le mode d'emploi du dispositif.

Le logo Hollister, CeraPlus, ModermaFlex, Conform 2, Adapad et "Tout commence par une peau saine" sont des marques déposées de Hollister Incorporated. Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



© 2020 Hollister Incorporated
HCHFL1000/01.20