




InView

Etui pénien auto-adhésif en silicone

Pour l'homme qui souffre d'incontinence réflexe ou d'urgence, InView en silicone très souple procure une sécurité et un confort hors du commun.

 Hollister



InView

Etui pénien auto-adhésif en silicone

Trois modèles différents

- 1 **InView Standard** – utilisation très facile, simple et confortable. Ce modèle est autocollant sur la moitié de sa longueur.
- 2 **InView Extra** – sécurité très élevée. Indiqué pour les personnes très actives. Ce modèle est autocollant sur toute sa longueur.
- 3 **InView Spécial** – très court, comporte une zone autocollante sur toute la longueur, il est destiné aux personnes avec pénis court ou rétracté.

Auto-adhésif, très bonne tolérance cutanée

- adhérence fiable
- utilisation aisée

Matériau silicone, sans latex

- matériau très souple et extensible, pour un port très confortable
- idéal pour les patients et le personnel soignant présentant une intolérance au latex
- Laisse la peau respirer, apporte plus de confort que les modèles produits avec d'autres matériaux

Matériau transparent

- une solution discrète pour le bénéficiaire
- permet l'observation régulière de l'état cutané, sans retrait de l'étui pénien



InView Standard	Taille	Référence	Code couleur	Pharmacode	Conditionnement
	25mm	97225	●	2465565	30
	29mm	97229	●	2465571	30
	32mm	97232	●	2465588	30
	36mm	97236	●	2465594	30
	41mm	97241	●	2465602	30
InView Extra					
	25mm	97325	●	2465619	30
	29mm	97329	●	2465625	30
	32mm	97332	●	2465631	30
	36mm	97336	●	2465648	30
	41mm	97341	●	2465654	30
InView Special					
	25mm	97125	●	2465507	30
	29mm	97129	●	2465513	30
	32mm	97132	●	2465536	30
	36mm	97136	●	2465542	30
	41mm	97141	●	2465559	30

Hollister Suisse
 Bernstrasse 388
 8953 Dietikon
 Tél. : 044 730 450 05
 Fax. : 044 730 54 44
 info@hollister.com
 www.hollister.ch

