



VaPro	Taille	Longueur	Réf.	Pharmacode	Cont.
	08 Ch	20 cm	● 72082	6063504	25
	10 Ch	20 cm	● 72102	4011880	25
	12 Ch	20 cm	● 72122	4011905	25
	14 Ch	20 cm	● 72142	4011911	25

Sonde hydrophile à usage unique
LIMA 15.10.02.01.1L

VaPro Plus Pocket	Taille	Longueur	Réf.	Pharmacode	Cont.
	08 Ch	20 cm	● 71082	6482218	25
	10 Ch	20 cm	● 71102	6482224	25
	12 Ch	20 cm	● 71122	6482230	25
	14 Ch	20 cm	● 71142	6482247	25

Sonde hydrophile à usage unique en format pocket avec poche de recueil
LIMA 15.10.03.01.1L

Conseils et échantillons au numéro gratuit :
0800 55 38 39

Hollister Suisse
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
info@hollister.ch

Sondes Hollister Tip and Sleeve
Sécurité - Simplicité - Qualité de vie





L'indépendance est importante pour nos utilisateurs. Malgré les difficultés ils veulent pouvoir profiter de la vie. L'autosondage représente une partie de leur vie et idéalement ce geste doit être intégré dans leur vie quotidienne.


Les sondes VaPro no-touch et prêtes à l'emploi offrent l'équilibre parfait entre facilité d'utilisation et sécurité.



Pour un autosondage sûr et simple partout – pour que chacun puisse réaliser ses rêves.



Pas de compromis -
sécurité et discrétion en
même temps.



Au quotidien ; l'emballage discret se
place dans chaque sac à main.



Prête à l'emploi
Sonde hydrophile, prête à l'emploi et no-touch.

Film protecteur
1 Sécurité maximale grâce au film protecteur stérile qui recouvre la sonde sur toute sa longueur – on peut la toucher partout.

Gaine protectrice
2 Grâce à la gaine protectrice, les 15 premiers millimètres de l'urètre sont protégés ce qui diminue le risque de transfert des bactéries jusque dans la vessie.

Poche de recueil intégrée
3 Sonde et poche de recueil dans un emballage discret.

