



Simplicité.
Sécurité.

Indépendance



VaPro

Sondage urinaire intermittent

VaPro Pocket



Sonde hydrophile à usage unique en format pocket
LIMA 15.10.02.01.1L

Taille	Longueur		Réf.	Pharma-code	Cont.
10 Ch	40 cm	●	70104	6161974	25
12 Ch	40 cm	●	70124	5943309	25
14 Ch	40 cm	●	70144	5943315	25

VaPro Plus Pocket



Sonde hydrophile à usage unique en format pocket avec poche de recueil
LIMA 15.10.03.01.1L

Taille	Longueur		Réf.	Pharma-code	Cont.
08 Ch	40 cm	●	71084	6464901	25
10 Ch	40 cm	●	71104	6464918	25
12 Ch	40 cm	●	71124	6464924	25
14 Ch	40 cm	●	71144	6464930	25
16 Ch	40 cm	●	71164	6464947	25

Conseils et échantillons au numéro gratuit :
0800 55 38 39

Hollister Suisse
Bernstrasse 388
8953 Dietikon
info@hollister.ch

Sondes Hollister Tip and Sleeve
Sécurité - Simplicité - Qualité de vie



VaPro Plus Pocket

Sondage urinaire intermittent

Nous sommes
pour les
personnes qui
réalisent leurs
rêves.



 **Hollister**

Continence Care
People First




L'indépendance est importante pour nos utilisateurs. Malgré les difficultés ils veulent pouvoir profiter de la vie. L'autosondage représente une partie de leur vie et idéalement ce geste doit être intégré dans leur vie quotidienne.

Les sondes VaPro no-touch et prêtes à l'emploi offrent l'équilibre parfait entre facilité d'utilisation et sécurité.

Pour un autosondage sûr et simple partout – pour que chacun puisse réaliser ses rêves.



Pas de compromis de longueur ; Une sonde de 40 cm dans un emballage maniable.



Au quotidien ; l'emballage discret se place dans chaque sac.



Pourquoi VaPro Plus Pocket ?

Simplicité

- Sonde prête à l'emploi et no-touch.
- Une technique de sondage identique pour toute la gamme.

Sécurité

- Grâce à la gaine protectrice, les 15 premiers millimètres de l'urètre sont protégés ce qui diminue le risque de transfert des bactéries jusque dans la vessie.
- Sécurité maximale grâce au film protecteur stérile qui recouvre la sonde sur toute sa longueur – on peut la toucher partout.
- L'anti-reflux intégré de la poche diminue le risque de reflux urinaire.

Confort

- Sonde et poche de recueil dans un emballage discret.
- Insertion et retrait tout en douceur grâce aux œillets atraumatiques et à la lubrification uniforme sur toute la longueur.