



Sacca da gamba con accessori
Sacca da letto
con et senza scarico

Più scelta, più comfort



Sacca da gamba con accessori Sacca da letto versione con et senza rubinetto di scarico

Hollister è una delle aziende leader nel settore dei sistemi per l'incontinenza urinaria.

Dalla nostra esperienza, sappiamo che a volte piccole cose possono fare la differenza.

Questo principio viene seguito nella realizzazione di tutti i nostri prodotti, semplicemente in tutto quello che facciamo. Da quasi 98 anni, Hollister realizza prodotti e soluzioni per le persone portatrici di handicap. Lo scopo principale nel continuo sviluppo dei nostri prodotti è l'autonomia e la qualità di vita delle persone colpite.

Sacca da gamba sterile e sacca da gamba non sterile

La sacca da gamba sterile e quella non sterile di Hollister offrono un'elevata flessibilità, per soddisfare al massimo le esigenze delle persone colpite.

Entrambe le sacche da gamba garantiscono la massima discrezione e offrono un gradevole comfort.

- Volume da **500 ml** e **800 ml**
- Lunghezza del tubo flessibile:
 - sacca da gamba **non sterile**:
50 cm (accorciabile individualmente)
 - sacca da gamba **sterile**:
10 cm e 50 cm (accorciabile individualmente)
- Il rivestimento in tessuto non tessuto sul retro della sacca migliora il comfort sulla pelle
- La valvola antireflusso impedisce il deflusso dalla sacca e contribuisce a prevenire le infezioni urinarie
- Rubinetto di scarico semplice da usare, con possibilità di connessione alla sacca notte





Il rubinetto di scarico facilita lo svuotamento e impedisce l'apertura accidentale durante l'uso.



Il cono dell'adattatore garantisce la semplice connessione e offre la massima sicurezza.



Cinturino da gamba

- Confortevole e accorciabile individualmente
- Striscia in silicone antiscivolo
- Per il fissaggio alla coscia e alla gamba

Cinturino da gamba deluxe

- Quattro lunghezze differenti
- Più ampio e confortevole
- Assorbe l'umidità
- Semplice da usare



Cinturino da gamba



Cinturino da gamba deluxe



Fasce di fissaggio



Fasce di fissaggio da coscia e da gamba

Fasce di fissaggio da coscia e da gamba

In alternativa al cinturino da gamba, le fasce di fissaggio da coscia e da gamba garantiscono ancora più sicurezza, discrezione e comfort per uno stile di vita attivo.

- In tre misure differenti, per il fissaggio alla coscia e alla gamba
- Ottimale libertà di movimento
- Codifica cromatica dell'assortimento standard, per facilitare il riconoscimento

Sacca da letto sterile e non sterile

- Tubo flessibile di drenaggio da 120 cm di lunghezza, per la libertà di movimento
- 2000 ml di capacità
- Il blocco antiritorno impedisce il deflusso dalla sacca e contribuisce a prevenire le infezioni urinarie
- Versione con rubinetto di scarico e senza scarico
- Rubinetto di scarico semplice da utilizzare e punto di prelievo dell'urina integrato nella sacca notte



Sacca da letto senza rubinetto di scarico (non sterile)



Sacca da letto con rubinetto di scarico (sterile)

	Designazione articolo	Misura	Code articolo	Pharmacodice	Unità
	Sacca da gamba non sterile	50 cm*/500 ml 50 cm*/800 ml	9652 9653	3403879 3403885	10 pezzi 10 pezzi
	Codice EMap 15.14.06.00.1				
	Sacca da gamba sterile	10 cm/500 ml 10 cm/800 ml	9621 9631	2303696 2303704	10 pezzi 10 pezzi
	Codice EMap 15.14.04.00.1	50 cm*/500 ml 50 cm*/800 ml	9624 9632	2093253 2093299	10 pezzi 10 pezzi
	Designazione articolo	Misura	Code articolo	Pharmacodice	Unità
	Cinturino da gamba	45 cm non teso	9625	2577293	5 paia
	Codice EMap 15.14.99.02.1				
	Cinturino da gamba deluxe	35 cm	9663	2398573	2 pezzi
		38 cm	9660	2398567	2 pezzi
	Codice EMap 15.14.99.02.1	49 cm	9661	2398550	2 pezzi
		56 cm	9662	2398554	2 pezzi
	Designazione articolo	Misura	Code articolo	Pharmacodice	Unità
	Fascia di fissaggio per gamba	piccolo/giallo	9612	2577264	4 pezzi
	giallo: adatta per 9621, 9624, 9652, 9653	30–35 cm			
	blu & marrone: adatta per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	medio/blu 45–75 cm	9613	2577270	4 pezzi
	Codice EMap 15.14.99.01.01	grande/marrone 55–85 cm	9614	2577287	4 pezzi
	Fascia di fissaggio per coscia	piccolo/54 cm	9647	2398484	2 pezzi
	adatta per 9621, 9631, 9624, 9632, 9652, 9653	medio/58 cm	9648	2398490	2 pezzi
	Codice EMap 15.14.99.01.1	grande/61 cm	9649	2398509	2 pezzi
	Fascia di fissaggio per gamba	piccolo/32 cm	9633	2398515	2 pezzi
	adatta per 9624, 9632, 9652, 9653	medio/35 cm	9634	2398521	2 pezzi
	Codice EMap 15.14.99.01.1	grande/37 cm	9635	2398538	2 pezzi
	Designazione articolo	Misura	Code articolo	Pharmacodice	Unità
	Sacca da letto sterile	120 cm/2.000 ml	9650	2093307	10 pezzi
	con rubinetto di scarico				
Codice EMap 15.15.04.00.1					
	Sacca da letto non sterile	120 cm/2.000 ml	9651	2577258	10 pezzi
	senza rubinetto di scarico				
Codice EMap 15.15.01.00.1					
	Sacca da letto non sterile	90 cm/2.000 ml	9430-30	5332936	30 pezzi
	con rubinetto di scarico				
Codice EMap 15.15.03.00.1					

* accorciabile individualmente

Hollister Svizzera

Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon
www.hollister.ch

Ordine:

Telefono: 044 730 45 05
Telefax: 044 730 54 44

Lunedì – Venerdì: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Email: info@hollister.ch

Consultazione:

Telefono: 0800 55 38 39
– gratuito

Prima di utilizzare uno dei prodotti indicati, leggi per intero le istruzioni d'uso contenute nel foglietto illustrativo fornito con ciascun prodotto, che include le sezioni Uso previsto, Descrizione, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni d'uso, Eventi avversi e Istruzioni d'uso del dispositivo.

Hollister e il logo sono marchi di Hollister Incorporated.
© 2021 Hollister Incorporated.

I dispositivi medici venduti nell'UE sono contrassegnati con uno dei seguenti simboli,  a seconda  dei casi 

 **Hollister**[®]